



2000949000

HEMATOXILINA FERRICA DE WEIGERT (Solución B)



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Se emplea para técnicas especiales de coloración de fibras colágenas, tricrómico de Gomori ó Van Gieson (un sólo paso) y tricrómico de Masson (de pasos múltiples)

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000949008	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000949007	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color amarillo a verdoso
Densidad (20°C)	1,000-1,010
pH	0,0-2,0
Título (como Cloruro férrico)	0,90-1,40%