



2000949100

HEMATOXILINA s/ GILL (II) (Solución)



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Hematoxilina Activada

Usos Analíticos: Es una tinción nuclear para su uso en citología e histología.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad:: Miscible con agua.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hematoxilina-segun-gill-ii-solucion-9491-htipm/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000949108	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000949107	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido color rojo oscuro
Densidad (20°C)	1,050-1,150
pH a 25°C	2,0-3,0
? máx.	540-560 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,10