



2000949200

HEMATOXILINA FERRICA DE WEIGERT (Solución A)



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Se emplea para técnicas especiales de coloración de fibras colágenas, tricrómico de Gomori ó Van Gieson (un sólo paso) y tricrómico de Masson (de pasos múltiples)

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Declaraciones de Peligro: H225

Líquido y vapores muy inflamables.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000949208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000949207	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color anaranjado a marrón
Densidad (20°C)	0,800-0,830
pH a 25°C	5,0-7,0
? máx.	440-450 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,10