



2000949300

FIJADOR DE BOUIN



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Fijador de muestras de tejido humano para su posterior diagnóstico. Recomendado para tejidos blandos y embriones, preserva bien el núcleo y el glucógeno. NO recomendado para riñón ni estudio de mitocondrias.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/fijador-de-bouin-9493-2m06/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P262, P280, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H314, H315, H317, H319

Nocivo por ingestión Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000949308	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000949307	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color amarillo
Densidad (20°C)	1,025-1,035