



2000949500

VERDE DE NAFTOL B p.a. (A.C.S.)



$C_{30}H_{15}FeN_3Na_3O_{15}S_3$ | CAS [19381-50-1] | NC 3204.19.00 | EINECS 233-010-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Green acid 1

Fórmula de Hill: $C_{30}H_{15}FeN_3Na_3O_{15}S_3$

Usos Analíticos: Indicador mezcla para complejometría.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 878,46

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Densidad aparente:: 620 Kg/m³.

Solubilidad Acuosa:: 160 g/L.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000949502	10 g	Vidrio	En stock
2000949501	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido color verde oscuro a negro
Claridad de la solución	Cumple
Aptitud como indicador complejométrico	Cumple