



2000949600

ANTIMONIO (III) CLORURO p.a. (A.C.S.)



Cl_3Sb | CAS [10025-91-9] | NC 2827.39.50 | EINECS 233-047-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Cl_3Sb

Usos Analíticos: Reactivo para la vitamina A, catalizador en síntesis orgánicas, reactivo para cromatografía en capa fina, microscopía de drogas (A.C.S.)

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 228,12

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 931 g/L (20°C)

Punto de Ebullición:: 233°C (1013 hPa)

Punto de Fusión:: 73°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H314, H411

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000949605	100 g	Vidrio	En stock
2000949606	250 g	Vidrio	En stock
2000949604	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido incoloro, delicuescente
Título	? 99,0%
Insoluble en Cloroformo	0,05%
Sulfato (SO4)	0,005%
Arsénico (As)	0,02%
Calcio (Ca)	0,005%
Cobre (Cu)	0,001%
Hierro (Fe)	0,002%
Plomo (Pb)	0,005%
Potasio (K)	0,01%
Sodio (Na)	0,02%