



2000949900

AMONIO SULFURO Solución 20% P/V p.a. (A.C.S.)



(NH₄)₂S | CAS [12135-76-1] | NC 2830.90.19 | EINECS 235-223-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Amonio Sulfhidrato

Fórmula de Hill: (NH₄)₂S

Usos Analíticos: Reactivo para análisis de trazas.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 68,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble

Punto de Inflamación: 15°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P233, P240, P280, P301 + P330 + P331, P309 + P310, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H314, EUH031

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000949906	250 mL	Vidrio	En stock
2000949907	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro color amarillo
Título	20,0-24,0%
Residuo después de ignición	0,04%
Carbonato (CO ₂)	0,005%
Cloruro (Cl)	0,005%