




2000950000

ACIDO DIFENILAMINO 4-SULFONICO SAL DE BARIO p.a. (A.C.S.)



$C_{24}H_{20}BaN_2O_6S_2$ | CAS [6211-24-1] | NC 2921.44.00 | EINECS 228-278-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{24}H_{20}BaN_2O_6S_2$

Usos Analíticos: Indicador redox. Determinación de nitratos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 633,89

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Poco soluble

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302, H332

Nocivo por ingestión Nocivo en caso de inhalación.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000950003	25 g	Vidrio	En stock
2000950001	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco o gris
Residuo después de ignición (como SO ₄)	35,0-38,0%
Claridad de la solución	Cumple
Sensibilidad como indicador redox	Cumple