



2000950100

ANILINA Puro



C_6H_7N | CAS [62-53-3] | NC 2921.41.00 | EINECS 200-539-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C_6H_7N

Usos Analíticos: Solvente.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 93,13

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 3,6 g en 100 mL a 20°C

Punto de Inflamación: 76°C

Punto de Ebullición: 184°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P308 + P313, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H301, H311, H317, H318, H331, H341, H351, H372, H400

Tóxico en caso de ingestión.

Tóxico en contacto con la piel.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca lesiones oculares graves.

Tóxico en caso de inhalación.

Se sospecha que provoca defectos genéticos .

Se sospecha que provoca cáncer .

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000950108	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000950106	250 mL	Vidrio	En stock
2000950107	500 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro incoloro a amarillo a marrón rojizo
Título	? 99,0%
Densidad	1,017-1,023
Residuo después de ignición	máx. 0,005%