



2000950800

AMONIO METAVANADATO p.a. (A.C.S.)



NH_4VO_3 | CAS [7803-55-6] | NC 2841.90.30 | EINECS 232-261-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Amonio monoVanadato, Amonio mono-Vanadato, Amonio meta-Vanadato

Fórmula de Hill: NH_4VO_3

Usos Analíticos: Componente del reactivo molibdato-vanadato para la determinación de fosfatos.

Bibliografía: A.C.S.10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 116,98

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 0,44 g en 100 mL a 18°C

Punto de Fusión: 200°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338, P309 + P310, P273

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H301, H319, H332, H335, H372, H411

Tóxico en caso de ingestión.

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo en caso de inhalación.

Puede irritar las vías respiratorias.

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000950805	100 g	PEAD	En stock
2000950806	250 g	PEAD	En stock
2000950804	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco o ligeramente amarillo
Título	? 99,0%
Solubilidad en amonio hidróxido	Cumple
Carbonato (CO3)	Cumple
Cloruro (Cl)	0,2%
Sulfato (SO4)	0,05%