



2000951200

NARANJA DE ACRIDINA (C.I. 46005)



$C_{17}H_{20}ClN_3 \cdot 1/2 ZnCl_2$ | CAS [10127-02-3] | NC 3204.13.00 | EINECS 233-353-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{17}H_{20}ClN_3 \cdot 1/2 ZnCl_2$

Usos Analíticos: Colorante fluorescente para microscopía.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 369,94

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 28 g en 1000 mL.

Punto de Fusión: 165 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P281, P308 + P313

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H341

Se sospecha que provoca defectos genéticos .

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000951202	10 g	Vidrio	En stock
2000951203	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón a marrón rojizo
Pérdida por secado a 105°C	máx. 5,0%
? máx.	491-495 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,35-1,55