



2000951500

ACIDO ACETICO Solución 1 N (1 mol/L)



--- | --- | NC 2915.21.00 | EINECS 200-580-7

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Bibliografía:** A.C.S. Edición 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000951508 | 1 000 mL     | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis | Especificación          |
|----------|-------------------------|
| Aspecto  | Líquido claro, incoloro |
| Título   | 1,0000 N $\pm$ 0,0050   |