



2000952000

2,7-DICLOROFLUORESCEINA p.a. (A.C.S.)

$C_{20}H_{10}Cl_2O_5$  | CAS [76-54-0] | NC 2932.99.90 | EINECS 200-968-6



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Fórmula de Hill:**  $C_{20}H_{10}Cl_2O_5$

**Usos Analíticos:** Indicador para titulaciones argentimétricas.

**Bibliografía:** A.C.S. Edición 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 401,20

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Punto de Fusión::** 280°C

**Solubilidad Acuosa::** Insoluble

**Solubilidad::** Alcohol 96° soluble

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

**Declaraciones de Peligro:** H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000952002 | 10 g         | Vidrio          | En stock       |
| 2000952001 | 5 g          | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                            | Especificación                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Aspecto                             | Polvo color anaranjado-marrón rojizo |
| Claridad de la solución alcohólica  | Cumple                               |
| Aptitud como indicador de absorción | Cumple                               |