



2000952100

AZUL BRILLANTE DE COOMASSIE G 250 (C.I.42655)

$C_{47}H_{48}N_3NaO_7S_2$ | CAS [6104-58-1] | NC 2932.99.90 | EINECS 228-058-4



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Azul Brillante G, Acid Blue 90, Indocianina G Brillante

Fórmula de Hill: $C_{47}H_{48}N_3NaO_7S_2$

Usos Analíticos: Determinación de proteínas en soluciones acuosas, Método de Bradford.

Bibliografía: Bradford M.M. Anal. Biochem. 64, 509 (1975)

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 854,03

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble 50 mg/mL

Solubilidad:: Alcohol etílico 40 mg/mL

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/azul-brillante-de-coomassie-g-250-9521-95avh/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000952102	10 g	Vidrio	En stock
2000952103	25 g	Vidrio	En stock
2000952101	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo azul oscuro a violeta
? máx.	575-590 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,90-1,10