



2000952200

AZURE C (C.I.52002)



$C_{13}H_{12}ClN_3S$ | CAS [531-57-7] | NC 3204.19.60 | EINECS 208-512-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{13}H_{12}ClN_3S$

Usos Analíticos: Tinción de tejidos, con naranja II y eosina French (1926).

Bibliografía: Coon H.J. pág 4201 Ed 9na.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 277,78

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble (0,1g)

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000952202	10 g	Vidrio	En stock
2000952203	25 g	Vidrio	En stock
2000952201	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo verde oscuro
? máx.	608-622 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,93-1,03