



2000952300

AZURE A (C.I.52005)



$C_{14}H_{14}ClN_3S$ | CAS [531-53-3] | NC 3204.19.60 | EINECS 208-510-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{14}H_{14}ClN_3S$

Usos Analíticos: Importante colorante nuclear constituyente del azul de metileno policromo Mac Neal (1925).

Bibliografía: Coon H.J. pág 421 Ed 9na.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 291,80

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 290°C.

Solubilidad Acuosa:: Soluble.

Solubilidad:: Soluble en metanol y glicerina.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000952302	10 g	Vidrio	En stock
2000952303	25 g	Vidrio	En stock
2000952301	5 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo verde oscuro
? máx.	620-634 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,94-1,20