



2000952400

ACIDO ROSOLICO (C.I. 43800)



$C_{19}H_{14}O_3$ | CAS [603-45-2] | NC 3204.19.20 | EINECS 210-041-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Aurina, Acido p-Rosólico, 4-[Bis-(4-Hidroxifenil)Metileno]-2,5-Ciclohexadieno-1-ona

Fórmula de Hill: $C_{19}H_{14}O_3$

Usos Analíticos: Indicador pH 6,6 (amarillo) pH 8,0 (rosa)

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 290,32

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Ligeramente soluble

Solubilidad:: Soluble en alcohol etílico, poco soluble en eter y cloroformo

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338, P304 + P340, P302 + P352

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000952403	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón-rojizo a marrón
? máx.	478-486 nm
Claridad de la solución	Cumple
pH 6,6	Amarillo anaranjado
pH 8,0	Rosa rojizo