



2000952500

BRUCINA SULFATO p.a. (A.C.S.)

$C_{46}H_{54}N_4O_{12}S \cdot 7H_2O$ | CAS [5787-00-8] | NC 2933.99.99 | EINECS 225-432-9



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{46}H_{54}N_4O_{12}S \cdot 7H_2O$

Usos Analíticos: Determinación de nitratos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 1013,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 1 g en 75 g de agua fría, 10 g en agua caliente.

Punto de Fusión: 180°C (descomposición)

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P301 + P310, P405

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Guardar bajo llave.

Declaraciones de Peligro: H300, H330, H412

Mortal en caso de ingestión.

Mortal en caso de inhalación.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000952502	10 g	Vidrio	En stock
2000952503	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Sensibilidad al nitrato	Cumple
Claridad de la solución	Cumple
Pérdida por secado	máx. 13,0%
Residuo después de ignición	máx. 0,1%