



2000952600

1-(2-PIRIDILAZO)-2-NAFTOL p.a. (A.C.S)



$C_{15}H_{11}N_3O$ | CAS [85-85-8] | NC 2933.39.99 | EINECS 201-637-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: PAN

Fórmula de Hill: $C_{15}H_{11}N_3O$

Usos Analíticos: Indicador complejométrico.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 249,27

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 128-141°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000952600	1 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo color rojo anaranjado a marrón
Aptitud como indicador complejométrico	Cumple