



2000952800

PIRIDINA p.a. (A.C.S)



C₅H₅N | CAS [110-86-1] | NC 2933.31.10 | EINECS 203-809-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C₅H₅N

Usos Analíticos: Solvente, agente acomplejante.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 79,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Miscible.

Punto de Ebullición:: 116 °C.

Punto de Inflamación:: 17 °C.

Punto de Fusión:: -42 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P302 + P352, P304 + P340, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H315, H319, H302 + H312 + H332

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000952808	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro
Título	? 99,0%
Solubilidad en agua	Cumple
Residuo después de evaporación	0,002%
Agua	0,10%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO4)	0,001%
Amoníaco (NH3)	0,002%
Cobre (Cu)	5 ppm
Sustancias reductoras	Cumple

