



2000952900

ACIDO 1,2-CICLOHEXILENDINITRILO TETRAACETICO p.a. (A.C.S)



$C_{14}H_{22}N_2O_8.H_2O$ | CAS [125572-95-4] | NC 2922.49.90 | EINECS 236-308-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido 1,2-Ciclohexanodiamino Tetraacético, Acido 1,2-Diaminociclohexano-N,N',N',-Tetraacético 1-hidrato, CDTA, Titriplex IV

Fórmula de Hill: $C_{14}H_{22}N_2O_8.H_2O$

Usos Analíticos: Agente quelante.

Bibliografía: A.C.S. Edición 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 364,35

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 213°C.

Solubilidad Acuosa: Levemente soluble

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P352, P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319, H332

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo en caso de inhalación.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000952902	10 g	Vidrio	En stock
2000952903	25 g	Vidrio	En stock
2000952904	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco
Título	97,5-100,5%
Residuo después de ignición	0,2%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	0,005%