



2000953000

PATHOFIX® (Fijador Citológico)



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Fijador para Citología

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/pathofix-x-120-ml-fijador-en-spray-9530-k1ou3/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Declaraciones de Peligro: H225

Líquido y vapores muy inflamables.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000953005	120 mL	PET	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Densidad (20°C)	0,830-0,860