



2000953200

DIETANOLAMINA p.a. (A.C.S.)



$C_4H_{11}NO_2$ | CAS [111-42-2] | NC 2922.12.00 | EINECS 203-868-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Bis (b-Hidroxietil)Amina, 2,2'-Dioxidietilamina, 2,2'-Iminodietanol

Fórmula de Hill: $C_4H_{11}NO_2$

Usos Analíticos: Formulación de buffers.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 105,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble.

Punto de Inflamación:: 177°C.

Punto de Fusión:: 28°C.

Punto de Ebullición:: 268-269°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P352, P305 + P351 + P338, P314

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Consultar a un médico en caso de malestar.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H318, H373

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000953208	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso, claro
Título	? 98,5%
Peso equivalente aparente	104,0-106,0
Color (APHA)	15
Residuo después de ignición	0,005%
Agua	0,15%