



2000953200

DIETANOLAMINA p.a. (A.C.S.)



$C_4H_{11}NO_2$  | CAS [111-42-2] | NC 2922.12.00 | EINECS 203-868-0

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Bis (b-Hidroxietil)Amina, 2,2'-Dioxidietilamina, 2,2'-Iminodietanol

**Fórmula de Hill:**  $C_4H_{11}NO_2$

**Usos Analíticos:** Formulación de buffers.

**Bibliografía:** A.C.S. 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 105,14

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa::** Soluble.

**Punto de Inflamación::** 177°C.

**Punto de Fusión::** 28°C.

**Punto de Ebullición::** 268-269°C

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P302 + P352, P305 + P351 + P338, P314

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Consultar a un médico en caso de malestar.

**Declaraciones de Peligro:** H302, H315, H318, H373

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000953208 | 1 000 mL     | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                    | Especificación         |
|-----------------------------|------------------------|
| Aspecto                     | Líquido viscoso, claro |
| Título                      | ? 98,5%                |
| Peso equivalente aparente   | 104,0-106,0            |
| Color (APHA)                | 15                     |
| Residuo después de ignición | 0,005%                 |
| Agua                        | 0,15%                  |