



2000953300

MONOETANOLAMINA p.a. (A.C.S.)



C_2H_7NO | CAS [141-43-5] | NC 2922.11.00 | EINECS 205-483-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 2-Aminoetanol, Etanolamina

Fórmula de Hill: C_2H_7NO

Usos Analíticos: Buffer. Elimina también el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno de las mezclas gaseosas.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 61,08

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Miscible

Punto de Ebullición: 170°C

pKa: 9,4

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P280, P301 + P330 + P331, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H302 + H312 + H332, H314, H335, H412

Nocivo si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Puede irritar las vías respiratorias.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000953308	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso higroscópico incoloro a amarillo pálido
Título	? 99,0%
Color (APHA)	15
Agua	0,30%
Hierro (Fe)	5 ppm
Metales pesados	5 ppm