



2000953500

SPADNS p.a. (A.C.S.)



$C_{16}H_9N_2Na_3O_{11}S_3$ | CAS [23647-14-5] | NC 2927.00.00 | EINECS 245-803-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Ácido 1,8-dihidroxi-2-(4-sulfofenilazo) naftalin-3,6-disulfónico, sal trisódica

Fórmula de Hill: $C_{16}H_9N_2Na_3O_{11}S_3$

Usos Analíticos: Indicador.

Bibliografía: A.C.S. Edición X.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 570,42

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/spadns-p-a-a-c-s-9535-tn8o0/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000953502	10 g	Vidrio	En stock
2000953503	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido color rojo a marrón
Claridad de la solución	Cumple
Sensibilidad al fluoruro	Cumple