



2000953600

SELENIO (Polvo) p.a.



Se | CAS [7782-49-2] | NC 2804.90.00 | EINECS 231-957-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Se

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 78,96

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Punto de Fusión: 217°C. Punto de Ebullición: 685°C.

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P273, P304 + P340, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H301, H331, H373, H413

Tóxico en caso de ingestión.

Tóxico en caso de inhalación.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000953605	100 g	PEAD	En stock
2000953604	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo gris oscuro
Título	? 99,5%
Cadmio (Cd)	10 ppm
Cobre (Cu)	10 ppm
Hierro (Fe)	400 ppm
Níquel (Ni)	35 ppm
Plomo (Pb)	400 ppm