



2000953700

1-NAFTOLBENCEINA p.a.



$C_{27}H_{18}O_2$  | CAS [145-50-6] | NC 2914.50.00 | EINECS 205-656-3

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Fórmula de Hill:**  $C_{27}H_{18}O_2$

**Usos Analíticos:** Indicador.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 374,44

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa::** Insoluble a 20°C.

**Punto de Fusión::** 243-245°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/1-naftolbenceina-p-a-x-5g-9537-pezf7/>

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

**Declaraciones de Peligro:** H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000953701 | 5 g          | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                          | Especificación                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Aspecto                           | Sólido color rojo oscuro amarronado  |
| Solubilidad (0,1% en metanol)     | Solución clara color rojo-amarronado |
| Test de sensibilidad              | Cumple                               |
| ? máx (NaOH 0,01N)                | 645-655 nm                           |
| Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15) | 0,90-1,10                            |
| Claridad de la solución           | Cumple                               |
| pH 8,2                            | Amarillo-Naranja                     |
| pH 10,0                           | Azul verdoso                         |