



2000953800

PATHOCLEAR® PLUS (Aclarante Alifático uso Histológico)



--- | --- | NC 2710.11.21 | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Usos Analíticos:** Para microscopía. Sustituto válido del Xileno en histología. (usar únicamente con BALSAMO SINTETICO Biopack®)

## DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Ventajas Técnicas::** Es más refinado que el Pathoclear y sin ningún tipo de olor.

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**   

**Consejos de Precaución:** P101, P260, P262, P331

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

NO provocar el vómito.

**Declaraciones de Peligro:** H302 + H332, H227, EUH066

Nocivo si se ingiere o si se inhala.

Líquido combustible La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000953808 | 1 000 mL     | Vidrio          | En stock       |
| 2000953809 | 5 L          | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis        | Especificación           |
|-----------------|--------------------------|
| Aspecto         | Líquido claro e incoloro |
| Olor            | Inodoro                  |
| Color (Saybolt) | mín. 30                  |
| Densidad        | 0,763-0,770              |