



2000953900

N,N DIETIL-P-FENILENDIAMINA SULFATO Puro

$C_{10}H_{18}N_2O_4S$ | CAS [6283-63-2] | NC 2921.51.90 | EINECS 228-500-6



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: DPD Sulfato

Fórmula de Hill: $C_{10}H_{18}N_2O_4S$

Usos Analíticos: Permite la diferenciación del cloro libre de las mono, di y tricloraminas.

Bibliografía: Química del Agua (David Jenkins 3a Ed. Pag.93)

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 262,33

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 184-186°C

Solubilidad Acuosa: 500 g/L

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P352

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

Declaraciones de Peligro: H302 + H312

Nocivo si se ingiere o por contacto con la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000953905	100 g	Vidrio	En stock
2000953903	25 g	Vidrio	En stock
2000953904	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo blanco a marrón claro
Identificación	Cumple
Título	? 99,0%
pH (5% en agua)	2,0-2,3
Punto de fusión	184-186°C