



2000954000

ACETANILIDA Purísima



C_8H_9NO | CAS [103-84-4] | NC 2924.29.98 | EINECS 203-150-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: N-Fenilacetamida

Fórmula de Hill: C_8H_9NO

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 135,17

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 5 g en 1000 mL a 25 °C.

Punto de Fusión: 115°C

Punto de Ebullición: 302°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P270, P301 + P312

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000954005	100 g	PEAD	En stock
2000954006	250 g	PEAD	En stock
2000954004	50 g	Vidrio	En stock
2000954007	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco a beige a marrón
Título	? 98,5%
Punto de fusión	114-116°C
Pérdida por secado	0,50%
Residuos después de ignición	0,05%