



2000954200

AMONIO FLUORURO p.a. (A.C.S.)



FH₄N | CAS [12125-01-8] | NC 2826.19.10 | EINECS 235-185-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: FH₄N

Usos Analíticos: Mordiente, agente de extracción.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 37,04

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Sublima al calentarse intensamente.

Solubilidad Acuosa: 100 g en 100 mL a 0°C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P302 + P352, P304 + P340

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

Declaraciones de Peligro: H301 + H311 + H331

Tóxico si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000954208	1 000 g	PEAD	En stock
2000954205	100 g	PEAD	En stock
2000954206	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco delicuescente
Título	? 98,0%
Materia insoluble	0,005%
Residuo después de ignición	0,01%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO ₄)	0,005%
Metales pesados	0,0005%
Hierro (Fe)	0,0005%