



2000954300

SODIO PEROXIDO p.a. (A.C.S.)



Na₂O₂ | CAS [1313-60-6] | NC 2815.30.00 | EINECS 215-209-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Na₂O₂

Usos Analíticos: Agente oxidante.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 77,98

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 25°C

Solubilidad Acuosa:: 100 g/L a 20°C (descomposición)

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H271, H314

Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000954305	100 g	PEAD	En stock
2000954306	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido amarillo pálido
Título	? 93,0%
Cloruro (Cl)	0,002%
Fosfato (PO ₄)	5 ppm
Sulfato (SO ₄)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	0,002%
Hierro (Fe)	0,005%