



2000954500

2-MERCAPTOETANOL Puro



C_2H_6OS | CAS [60-24-2] | NC 2930.90.99 | EINECS 200-464-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C_2H_6OS

Usos Analíticos: Para síntesis.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 78,13

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble a 20°C.

Punto de Ebullición: 154-161°C

Punto de Fusión: < -50°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H301 + H331, H310, H315, H317, H318, H361d, H373, H410

Tóxico en caso de ingestión o inhalación.

Mortal en contacto con la piel.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca lesiones oculares graves.

Se sospecha que daña al feto.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000954505	100 mL	Vidrio	En stock
2000954506	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido transparente rosáceo pálido
Título	? 98,0%
Densidad (25°C)	1,100 -1,120
Indice de refracción (n 20/d)	1,499-1,502