



2000954600

CALCON (C.I. 15705)



$C_{20}H_{13}N_2NaO_5S$ | CAS [2538-85-4] | NC 2927.00.00 | EINECS 219-810-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-1-naphthylazo)naphthalene-4-sulfonic acid sodium salt

Fórmula de Hill: $C_{20}H_{13}N_2NaO_5S$

Usos Analíticos: Indicador para valoración de metales.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 416,39

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 20 g en 1 000 mL a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000954603	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo marrón oscuro
? máx.(buffer 12,2)	634-640 nm
Sensibilidad al calcio (Ca)	Cumple