



2000954700

ZINC METAL (Polvo) (325 mesh) p.a.



Zn | CAS [7440-66-6] | NC 7903.90.00 | EINECS 231-175-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: Zn

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 65,41

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P273

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H410

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000954708	1 000 g	PEAD	En stock
2000954705	100 g	PEAD	En stock
2000954706	250 g	PEAD	En stock
2000954707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo metálico color gris plata
Título	? 99,8%
Hierro (Fe)	0,01%
Plomo (Pb)	0,01%