



2000955100

ACIDO p-TOLUENO SULFONICO 1-Hidrato Puro



$C_7H_8O_3S.H_2O$ | CAS [6192-52-5] | NC 2904.10.00 | EINECS 203-180-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido 4-Toluenosulfónico, Acido 4-Metilbencenosulfónico

Fórmula de Hill: $C_7H_8O_3S.H_2O$

Usos Analíticos: Agente derivatizante.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 190,22

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 750 g en 1000 mL a 20°C.

Punto de Fusión: 105°C (sustancia anhidra)

Punto de Ebullición: 140°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-p-tolueno-sulfonico-1-h2o-puro-1ycrh/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P352, P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000955105	100 g	PEAD	En stock
2000955106	250 g	PEAD	En stock
2000955104	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a rosa
Título	≥ 98,5%
Agua	9,50-11,50%