



2000955300

ACIDO 1-HEPTANOSULFONICO SAL SODICA H.P.L.C. (I.P.C.)



$C_7H_{15}NaO_3S$ | CAS [22767-50-6] | NC 2904.10.90 | EINECS 245-210-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_7H_{15}NaO_3S$

Usos Analíticos: Para apareamiento Iónico.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 202,25

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble a 20°C.

Punto de Fusión:: > 300°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000955303	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco
Título	? 99,0%
Pérdida por secado a 120°C	máx. 2,0%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
200 ?(nm)	mín. 70%
220 ?(nm)	mín. 90%
250 ?(nm)	mín. 98%