



2000955800

ACEITE DE RICINO Puro



--- | CAS [8001-79-4] | NC 1515.30.00 | EINECS 232-293-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Aceite de Castor

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/aceite-de-ricino-puro-x-1000-ml-9558-xxdni/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000955808	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso amarillo claro
Índice de refracción (n 20/d)	1,470-1,481
Densidad	0,954-0,969
Humedad	máx. 0,25%