



2000955900

ACIDO 1-PENTANO SULFONICO SAL SODICA H.P.L.C. (I.P.C.)



$C_5H_{11}NaO_3S$ | CAS [22767-49-3] | NC 2904.10.04 | EINECS 245-208-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_5H_{11}NaO_3S$

Usos Analíticos: Para apareamiento Iónico.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 174,20

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-1-pentano-sul-sal-sodica-hplc-ipc-9559-yggv3/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000955903	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino cristalino blanco
Título	? 98,0%
Pérdida por secado	? 2,0%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
200 ?(nm)	mín. 70%
220 ?(nm)	mín. 90%
250 ?(nm)	mín. 98%