



2000956000

8-HIDROXIQUINOLEINA p.a. (A.C.S.)

C₉H₇NO | CAS [148-24-3] | NC 2933.49.90 | EINECS 205-711-1



Imagen no disponible

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Oxine, 8-Quinolinol

Fórmula de Hill: C₉H₇NO

Usos Analíticos: Agente quelante para el análisis de trazas de metales.

Bibliografía: A.C.S. Edición 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 145,16

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P301 + P310, P302 + P352, P305 + P351 + P338

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H301, H317, H318, H360D, H410

Tóxico en caso de ingestión.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede dañar al feto.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000956006	250 g	PEAD	En stock
2000956004	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco ó beige
Punto de fusión	72,5-74,0°C
Aptitud para la determinación de magnesio	Cumple
Insoluble en alcohol	0,05%
Residuo después de ignición	0,05%
Sulfato (SO ₄)	0,02%