



2000956200

2,2'-BIPIRIDINA p.a. (A.C.S.)

$C_{10}H_8N_2$ | CAS [366-18-7] | NC 2933.39.95 | EINECS 206-674-4



Imagen no disponible

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 2,2'-Bipiridilo, 2,2'-Dipiridilo

Fórmula de Hill: $C_{10}H_8N_2$

Usos Analíticos: Para determinación de iones ferrosos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 156,19

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble en unas 200 partes de agua.

Punto de Fusión: 70°C

Punto de Ebullición: 272-273°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/22-bipiridina-p-a-a-c-s-9562-x2lsm/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P280, P302 + P352

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

Declaraciones de Peligro: H301 + H311

Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000956202	10 g	Vidrio	En stock
2000956203	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco
Punto de fusión	? 70°C
Claridad y absorbancia de la solución	Cumple
Sensibilidad al ión ferroso	Cumple