



2000956300

1,5-DIFENILCARBAZIDA p.a. (A.C.S.)



$C_{13}H_{14}N_4O$ | CAS [140-22-7] | NC 2928.00.90 | EINECS 205-403-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $C_{13}H_{14}N_4O$

Usos Analíticos: Indicador.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 242,28

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000956302	10 g	PEAD	En stock
2000956303	25 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido color blanco o blanco con un leve tono rosa
Punto de fusión	173-176°C
Sensibilidad al cromato	Cumple
Solubilidad en acetona acuosa	Cumple
Residuo después de ignición	máx. 0,05%