




2000956500

ACIDO 1-AMINO-2-NAFTOL-4-SULFONICO p.a. (A.C.S.)



$C_{10}H_9NO_4S$ | CAS [116-63-2] | NC 2922.21.00 | EINECS 204-147-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido 1-Amino-2-Hidroxi-4-Naftalenosulfónico, Acido 4-Amino-3-Hidroxi-1-Naftalenosulfónico

Fórmula de Hill: $C_{10}H_9NO_4S$

Usos Analíticos: Para determinación de fósforo.

Bibliografía: A.C.S. Edición 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 239,25

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Insoluble.

Punto de Fusión: 285°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000956505	100 g	PEAD	En stock
2000956503	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo color blanco a rosado o púrpura pálido
Título	? 90,0%
Solubilidad en sodio carbonato	Cumple
Sensibilidad al fosfato	Cumple
Residuo después de ignición	0,1%
Sulfato (SO4)	0,2%