



2000956600

4-AMINOANTIPIRINA p.a. (A.C.S.)



$C_{11}H_{13}N_3O$ | CAS [83-07-8] | NC 2933.11.90 | EINECS 201-452-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Ampirona, 4-Aminofenazona, 4-Amino-2,3-Dimetil-1-Fenil-3-Pirazolin-5-ona

Fórmula de Hill: $C_{11}H_{13}N_3O$

Usos Analíticos: Indicador para la determinación de trazas de fenol en el agua.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 203,25

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble.

Punto de Fusión: 107-109°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P301 + P312

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal.

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000956605	100 g	Vidrio	En stock
2000956603	25 g	Vidrio	En stock
2000956606	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido color amarillo a anaranjado
Título	? 98,0%
Sensibilidad al fenol	Cumple
Residuo después de ignición	0,1%
Pérdida en secado	0,5%