



2000956800

ACETOFENONA Purísima



C_8H_8O | CAS [98-86-2] | NC 2914.39.00 | EINECS 202-708-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acetilbenceno, Fenil Metil Cetona, 1-Feniletanona, Metil Fenil Cetona

Fórmula de Hill: C_8H_8O

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 120,15

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H319

Nocivo por ingestión Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000956806	250 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido incoloro
Título (GC)	? 99,0%
Índice de refracción (n 20/d)	1,5330-1,5390
Densidad (20°C)	1,020-1,030