



2000957100

SODIO GLUTAMATO 1-Hidrato Puro



$C_5H_8NNaO_4 \cdot H_2O$ | CAS [6106-04-3] | NC 2922.42.00 | EINECS 205-538-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido (S)-Glutámico Sal mono -Sódica, Acido (S)-(+)-2-Aminoglutárico Sal mono-Sódica, Glutamato monosódico

Fórmula de Hill: $C_5H_8NNaO_4 \cdot H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 187,13

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble

Punto de Fusión: 225-240°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000957108	1 000 g	PEAD	En stock
2000957106	250 g	PEAD	En stock
2000957107	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo blanco
Identificación	Cumple
Claridad y color de la solución	Cumple
Título	99,0-100,5%
pH 1% solución en 25°C	6,7-7,2
Cloruro (Cl)	máx. 0,25%
Pérdida por secado	máx. 0,5%