



2000957200

VIOLETA DE METILO 2B (C.I. 42535)



--- | CAS [8004-87-3] | NC 3204.16.00 | EINECS 210-042-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Basic Violet 1, Tetra y pentametilpararosanilina Cloruro, Violeta de Metilo

Usos Analíticos: Reactivo en análisis. En microscopía , para tinción de bacterias según Gram y Hucker.

Bibliografía: Conn's.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 50 g/L a 25 °C.

Punto de Fusión:: 137°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H302, H400

Nocivo por ingestión Muy tóxico para los organismos acuáticos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000957202	10 g	Vidrio	En stock
2000957205	100 g	Vidrio	En stock
2000957203	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino verde
? máx.	575-585 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	1,00-1,20