



2000957400

COBRE (II) CLORURO 2-Hidrato p.a.



$CuCl_2 \cdot 2H_2O$ | CAS [10125-13-0] | NC 2827.39.85 | EINECS 231-210-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cúprico Cloruro Dihidrato

Fórmula de Hill: $CuCl_2 \cdot 2H_2O$

Usos Analíticos: Para preparación de soluciones estándar de cobre. Para test de molibdeno.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 170,48

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 121 g en 100 mL a 16 °C.

Punto de Fusión: 100°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/cobre-ii-cloruro-2-hidrato-p-a-9574-1uxl9/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P302 + P352, P305 + P351 + P338

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302 + H312, H315, H319, H410

Nocivo si se ingiere o por contacto con la piel.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000957408	1 000 g	PEAD	En stock
2000957405	100 g	PEAD	En stock
2000957406	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido azul verdoso
Título	? 99,0%
Materia insoluble	0,01%
Nitratos (NO3)	0,015%
Sulfato (SO4)	0,005%
Hierro (Fe)	0,005%
Níquel (Ni)	0,01%
Potasio (K)	0,01%
Sodio (Na)	0,02%