



2000957500

CALCIO D-PANTOTENATO Puro

$C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$ | CAS [137-08-6] | NC 2836.24.00 | EINECS 205-278-9



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido pantoténico, Pantotenato cálcico, Sal de Calcio, Vitamina B-5

Fórmula de Hill: $C_{18}H_{32}CaN_2O_{10}$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 476.54

Temperatura de Almacenaje: Temp. Almacenaje recomendada: 2-8°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000957505	100 g	PEAD	En stock
2000957503	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco, ligeramente higroscópico
Identificación	Cumple
Título sobre base seca	98,0-101,0%
pH (5% en agua) a 25°C	6,8-8,0
Rotación específica (?) D25°	+25,5° a +27,5°
Pérdida en secado	5,0%